

LoFric® Hydro-Kit™



Wellspect® A REAL DIFFERENCE™

PD-00059686-D

2469

LoFric® Hydro-Kit™

US/UK/AU Instructions
Indications for use: Intermittent urinary catheterization.
Before using the product make sure you receive proper training on the catheterization procedure from your healthcare provider. Start by washing your hands with soap and water.

FR Mode d'emploi
1. Tenir le produit bien droit. Plier et presser le sachet d'eau. Laisser la solution saline couler le long de la sonde.
2. Retourner le produit pour permettre à la solution saline de retourner dans la poche de recueil.

DE Gebrauchsanweisung
1. Halten Sie das Produkt senkrecht. Falten Sie den Wasserpender und pressen Sie ihn dann zusammen. Lassen Sie die Salzlösung in den Auffangbeutel fließen.

UK Käyttöohjeet
1. Pidä tuotetta pystysuorassa asennossa, alla vastakkain ja purista. Anna suolaliuoksen valua alas kateetriin.
2. Käännä tuote ylösalaisin, jolloin suolaliuos valuu keräyspussiin.

IT Istruzioni
1. Tenere il prodotto in posizione verticale. Piegaro la bustina e premere sulla stessa. Lasciare che la soluzione salina scorra fino al catetere.

SE Bruksanvisning
1. Håll katetern upprikt. Vik vätskebehållaren med saltlösningen och tryck ihop. Låt saltlösningen rinna ned till katetern.

ES Instrucciones de uso
1. Sostenga el producto hacia arriba. Doble el contenedor de la solución salina y presione hacia abajo. Déjelo que la solución salina fluya hasta la sonda.

NO/DK Bruksanvisning/Instruktion
1. Hold produktet lodret slik at katetret står ned. Brett pakningen med saltvann og press ned til katetret.

FI Käyttöohjeet
1. Pidä tuotetta pystysuorassa asennossa, alla vastakkain ja purista. Anna suolaliuoksen valua alas kateetriin.

RU Инструкция
1. Держите изделие в вертикальном положении. Сложите пакет с раствором и надавите на него. Дайте физиологическому раствору стечь по катетеру.

PT Instruções de utilização
1. Manter o produto na vertical. Dobrar a bolsa e apertar a. Permita que a solução salina humedecia o cateter.

IS Leiðbeiningar
1. Haltu vörumunni upprikt. Þrjútu pokarni saman og þreistu létta saltlausnina ísá niður að lagnum.

RO Instrucțiuni
1. Țineți produsul drept pe verticală. Îndoțiți sacul în jos și apăsați. Lăsați soluția salină să curgă în jos, către cateter.

GR Οδηγίες
1. Κρατήστε το προϊόν κατακόρυφα. Διπλώστε τη συσκευασία φυσιολογικού ορού και πιέστε. Αφήστε το διάλυμα φυσιολογικού

tootat de gekleurde conus blijft steken om de verbanding tussen de katetere en de opvangzak af te dekten.
2. Schud de katether terug in de opvangzak.
3. Voordat u de zak in zijn geheel weggooit, leeg de zak via de opening of legt u een knoop in het uiterste van de zak om de dicht te maken en scheurt u de zak los bij de inwerking.

FR Mode d'emploi
1. Tenir le produit en position verticale. Piegaro la bustina e premere sulla stessa. Lasciare che la soluzione salina scorra fino al catetere.

UK Käyttöohjeet
1. Pidä tuotetta pystysuorassa asennossa, alla vastakkain ja purista. Anna suolaliuoksen valua alas kateetriin.

ES Instrucciones de uso
1. Sostenga el producto hacia arriba. Doble el contenedor de la solución salina y presione hacia abajo. Déjelo que la solución salina fluya hasta la sonda.

PT Instruções de utilização
1. Manter o produto na vertical. Dobrar a bolsa e apertar a. Permita que a solução salina humedecia o cateter.

IS Leiðbeiningar
1. Haltu vörumunni upprikt. Þrjútu pokarni saman og þreistu létta saltlausnina ísá niður að lagnum.

RO Instrucțiuni
1. Țineți produsul drept pe verticală. Îndoțiți sacul în jos și apăsați. Lăsați soluția salină să curgă în jos, către cateter.

GR Οδηγίες
1. Κρατήστε το προϊόν κατακόρυφα. Διπλώστε τη συσκευασία φυσιολογικού ορού και πιέστε. Αφήστε το διάλυμα φυσιολογικού

cateterului.
4. Folosiți buclile de la nivelul creșturii „B/C” pentru deschiderea. Folosiți secțiunea „B” ca ajutor de manevrare.

UK Käyttöohjeet
1. Pidä tuotetta pystysuorassa asennossa, alla vastakkain ja purista. Anna suolaliuoksen valua alas kateetriin.

ES Instrucciones de uso
1. Sostenga el producto hacia arriba. Doble el contenedor de la solución salina y presione hacia abajo. Déjelo que la solución salina fluya hasta la sonda.

FR Mode d'emploi
1. Tenir le produit bien droit. Plier et presser le sachet d'eau. Laisser la solution saline couler le long de la sonde.



PHOTO:DC

